

Caractéristiques

- Douceur exceptionnelle
- Grande élasticité facilitant l'enfilage.
- Contention classe 2: 15-20mmHg

Indications

- Varices simples
- Varices compliquées ou avec antécédents
- Suites de sclérothérapie
- Suites de chirurgie
- Insuffisance veineuse de la grossesse
- Prévention TVP

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèses élastiques de contention des membres LMPP titre II - chapitre 1er - D
- Référence(s) Sécurité Sociale : 22 V 1 x2, 22 V 4x2, 22 V 4x2 + SV4
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
Bas cuisse femme avec anti-glisse	0 EUR
Chaussettes femme	0 EUR
Collant	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cheville +



Hauteur chaussettes

ou



Hauteur bas-cuisse

ou



Hauteur collant



Modèle : Bas cuisse femme avec anti-glisse

Tour de cheville	Tour de cuisse	Taille	Hauteur	Modèle	Coloris	Référence
19-21 cm	44-52 cm	1	< 65 cm	N	beige bronzant	7870483
19-21 cm	44-52 cm	1	< 65 cm	N	beige	7316249
19-21 cm	44-52 cm	1	< 65 cm	N	noir	7316143
19-21 cm	44-52 cm	1	> 65 cm	L	beige bronzant	7870537
19-21 cm	44-52 cm	1	> 65 cm	L	beige	7316284
19-21 cm	44-52 cm	1	> 65 cm	L	noir	7316195
21-24 cm	49-57 cm	2	< 65 cm	N	beige bronzant	7870508
21-24 cm	49-57 cm	2	< 65 cm	N	beige	7316255
21-24 cm	49-57 cm	2	< 65 cm	N	noir	7316166
21-24 cm	49-57 cm	2	> 65 cm	L	beige bronzant	7870543
21-24 cm	49-57 cm	2	> 65 cm	L	beige	7316290
21-24 cm	49-57 cm	2	> 65 cm	L	noir	7316203
24-26 cm	54-62 cm	3	< 65 cm	N	beige bronzant	7870514

24-26 cm	54-62 cm	3	< 65 cm	N	beige	7316261
24-26 cm	54-62 cm	3	< 65 cm	N	noir	7316172
24-26 cm	54-62 cm	3	> 65 cm	L	beige bronzant	7870566
24-26 cm	54-62 cm	3	> 65 cm	L	beige	7316309
24-26 cm	54-62 cm	3	> 65 cm	L	noir	7316226
26-29 cm	56-64 cm	4	< 65 cm	N	beige bronzant	7870520
26-29 cm	56-64 cm	4	< 65 cm	N	beige	7316278
26-29 cm	56-64 cm	4	< 65 cm	N	noir	7316189
26-29 cm	56-64 cm	4	> 65 cm	L	beige bronzant	7870572
26-29 cm	56-64 cm	4	> 65 cm	L	beige	7316315
26-29 cm	56-64 cm	4	> 65 cm	L	noir	7316232


Conseils d'utilisations

Instructions d'enfilage:

Mettez vos chaussettes, bas ou collants de préférence le matin, dès le lever, car vos jambes ne sont pas enflées. Evitez le contact direct de vos chaussettes, bas ou collants avec des crèmes ou des pommades.

- 1- il est conseillé de porter des gants en caoutchouc pour faciliter l'enfilage de vos chaussettes, bas ou collant de contention.
- 2- rouler la chaussette, le bas ou le collant sur lui-même jusqu'au bout du pied. Enfiler puis vérifier que le talon soit bien en place
- 3- avec les deux mains, étirer en largeur la chaussette, le bas ou le collant pour le passage de la cheville et dérouler avec précaution sur la jambe. Eviter de tirer sur le tissu plus qu'il n'est nécessaire
- 4- au niveau du genou, ajuster parfaitement le bas ou collant afin qu'il ne reste aucun pli le long de la jambe

Autres

- Composition :
polyamide 70% - élasthane guipé 30%
- Entretien : 
 1. Lavez quotidiennement avec une lessive pour linge délicat et sans assouplissant
 2. Rincez abondamment à l'eau tiède
 3. Essorez sans tordre et n'utilisez ni sèche-linge ni source de chaleur directe (radiateur, soleil...) pour le séchage
 4. Ne pas repasser

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219104740+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219104740+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-