

VIVAFIL

La télé-alarme conviviale



LE PRODUIT

Le système de téléalarme VIVAFIL vous assure de n'être plus jamais seul.

En cas de besoin, il permet par simple appui sur son bouton d'appel, de prévenir des personnes de votre choix. La nouvelle version mains-libres vous permet alors de parler avec la première de ces personnes qui aura répondu à l'appel de VIVAFIL.

Le médaillon VIVAFIL

Il permet, en cas d'urgence, par simple appui sur son bouton d'appel de lancer la composition automatique des numéros de téléphone des personnes que vous avez choisies.

En réception d'appel, le médaillon permet de décrocher à distance et de faire patienter le correspondant le temps d'atteindre le téléphone.

Le médaillon, de 5 cm de diamètre, est conforme à la norme des émetteurs dans la bande des 866 MHz. Il peut être porté autour du cou, à la ceinture ou même dans une poche et est étanche aux projections d'eau.

VIVAFIL gère jusqu'à deux médaillons par base.

La base VIVAFIL

Elle peut se placer sous le téléphone et ne nécessite pas d'installation particulière.

Elle contient les numéros de téléphone des personnes que vous avez choisies pour être appelées en cas de nécessité.

De couleur gris foncé ou ivoire, la base s'harmonise avec tous les téléphones actuels ou plus anciens.

La base dispose elle aussi d'un bouton d'appel ainsi que d'une touche SERVICE pour des appels non urgents vers une personne ou une société d'aide à domicile de votre choix.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Dès que la personne en difficulté appuie sur le bouton d'appel du médaillon ou de la base, les personnes désignées sont appelées automatiquement, une par une et dans l'ordre enregistré dans la base.

Dès que l'une des personnes appelées a décroché, VIVAFIL l'informe, par un message préenregistré dans la base, qu'il s'agit d'un appel de téléalarme VIVAFIL.

La personne appelée accepte l'appel de téléalarme VIVAFIL par appui sur la touche étoile (*) de son téléphone. Elle a alors la possibilité de parler à la personne en difficulté (à condition que cette dernière se trouve à proximité de la base). VIVAFIL se met en mode "mains-libres à l'alternat".

Ceci signifie que la personne appelée a la possibilité, par appuis successifs sur la touche dièse (#) de son téléphone de donner la parole à la personne en difficulté ou de la reprendre de façon à gérer au mieux les cas de "stress extrême".

Il est aussi possible d'accepter l'appel de téléalarme VIVAFIL en raccrochant le premier appel et en rappelant dans la minute la personne en difficulté.

Si aucune des personnes appelées n'a décroché, VIVAFIL recompose



automatiquement à intervalles réguliers la série des numéros préenregistrés (jusqu'à quatre fois chaque numéro).

VIVAFIL c'est aussi :

La possibilité d'être relié(e) à une centrale de téléassistance professionnelle.

Une touche SERVICE pour des appels non urgents vers un fournisseur de services à domicile.