

**MAINTIEN => AUTRES ACCESSOIRES DE MAINTIEN
07.1310 -- ATTACHE-CHEVILLES**



EN FOURRURE SYNTHETIQUE

COMPOSITION :

- * **FOURRURE SYNTHETIQUE : FIBRE 100% POLYESTER**
- * **SANGLE 100% POLYESTER**
- * **ATTACHE-RAPIDE ET ATTACHES AUTO-AGRIPPANTES**

ENTRETIEN :

- **LAVAGE : 40°C AVEC PRODUITS MENAGERS**
- **SECHAGE A L'AIR AMBIANT PRECONISE**

AVANT CHAQUE LAVAGE, FIXER LES BANDES AUTO-AGRIPPANTES

CONDITIONNEMENT : à la paire

IL SE FIXE A LA CHEVILLE DU PATIENT PAR UNE ATTACHE AUTO-AGRIPPANTE ET AUX REBORDS DU LIT AU MOYEN D'UNE ATTACHE-RAPIDE.