

**MAINTIEN => GAMME OXALIS**  
**07.1781 -- CULOTTE DE MAINTIEN "OXALIS"**



**TAILLE 1 (70 à 80 CM DE TOUR DE TAILLE)**  
**(3D011)**

**COMPOSITION :**

- \* **TISSU POLYAMIDE**
- \* **SANGLES ET BOUCLES POLYPROPYLENE**
- \* **ATTACHE AUTO-AGRIPPANTE**
- \* **NEOPRENE**

**ENTRETIEN :**

- **LAVAGE : 90°C APRES AVOIR RETIRER LE NEOPRENE**
- **SECHAGE A L'AIR AMBIANT PRECONISE**

**LORS DU LAVAGE, IL EST RECOMMANDE DE FIXER LE VELCRO AFIN QU'IL NE SOIT PAS ALTERE.**

**CONDITIONNEMENT : à l'unité**

**CETTE CULOTTE PREVIENT DE TOUT GLISSEMENT ET PERMET UNE ASSISE CONFORTABLE EN MAINTENANT LE PATIENT AU NIVEAU DU BASSIN.**