

Caractéristiques

- Tissu élastique
- Talonnette silicone incorporée (réduction de la tension du tendon et amortissement (1))
- Guide périachilléen en silicone anti-vibration (2)
- Talonnette complémentaire pour équilibrer l'autre jambe (3)



Indications

- Tendinopathies achilleennes
- Achillodynies post-rupture du tendon

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur avec amortisseur, réf 31V6 + SV11
LMPP (Titre II - Chapitre 1er - D)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201D02.6+201D04.4
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

Tailles et modèles

Tour de cheville



Modèle :

Tour de cheville	Taille	Coloris	Référence
19-20 cm	1	blanc	7326242
21-22 cm	2	blanc	7326259
23-24 cm	3	blanc	7326265
25-27 cm	4	blanc	7326271
28-30 cm	5	blanc	7326288

Conseils d'utilisations

Pose:

Une talonnette supplémentaire est fournie avec la chevillère. Son port est conseillé sous l'autre pied, particulièrement en cas d'utilisation prolongée de la chevillère.

Pour mettre en place cette talonnette:

- 1- positionner la pastille auto-adhésive sous la talonnette (face auto-agrippante contre la talonnette)
- 2- enlever le papier protecteur de l'adhésif et coller dans la chaussure

Autres

- Composition :

polyester 51% - elastodiène guipé 41% - elasthane guipé 8%

■ Entretien :



chevillère: essorer par pression, sécher loin d'une source de chaleur
talonnette: laver à l'eau savonneuse, sécher à l'air libre

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219111046+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219111046+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-