

Caractéristiques

- Tissu élastique tous sens exerçant une compression harmonieuse sur toutes les surfaces cutanées.
- Contact doux et excellente tolérance cutanée

Indications

- traitement des cicatrices notamment
- brûlures d'origine thermiques - chimiques - électriques
- hypertrophie - chéloïdes
- prévention des complications des cicatrices
- plaies traumatiques et plaies chirurgicales
- zone de greffe cutanée
- lésions dermatologiques profondes
- chirurgie plastique et reconstructive
- lymphoedemes

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Non remboursé
- TVA 19.6 %

| Modèle | Tarif resp. TTC |
|-------------|-----------------|
| Pantalons | 0 EUR |
| Panty court | 0 EUR |

Tailles et modèles

Modèle : Pantalons

| Tour de bassin | Tour de taille | Colori | Taille | Ref thuasne | Référence |
|----------------|----------------|--------|--------|-------------|-----------|
| 88-94 cm | 62-72 cm | ecru | 1 | 3420 | 4275656 |
| 88-94 cm | 62-72 cm | noir | 1 | 3420 | 7757657 |
| 95-101 cm | 67-79 cm | ecru | 2 | 3420 | 4275662 |
| 95-101 cm | 67-79 cm | noir | 2 | 3420 | 7757663 |
| 102-108 cm | 73-85 cm | ecru | 3 | 3420 | 4275679 |
| 102-108 cm | 73-85 cm | noir | 3 | 3420 | 7757686 |
| 109-115 cm | 80-93 cm | ecru | 4 | 3420 | 4275685 |
| 109-115 cm | 80-93 cm | noir | 4 | 3420 | 7757692 |
| 116-122 cm | 90-104 cm | ecru | 5 | 3420 | 4275691 |
| 116-122 cm | 90-104 cm | noir | 5 | 3420 | 7757700 |
| 123-129 cm | 97-113 cm | ecru | 6 | 3420 | 4275716 |
| 123-129 cm | 97-113 cm | noir | 6 | 3420 | 7757717 |

Conseils d'utilisations

LES COMPLICATIONS DES CICATRICES

Les cicatrices hypertrophiques s'accompagnent le plus souvent d'une gêne fonctionnelle à laquelle s'ajoute l'aspect inesthétique.

De façon générale, toute cicatrisation peut se compliquer par:

- sa durée
- la formation de bourrelets hypertrophiques
- la formation de rétraction

L'application continue d'une pression constante et contrôlée sur la surface d'une cicatrice hypertrophique, non arrivée à maturité, réduira progressivement la cicatrice et, sur un tissu nouvellement constitué, elle évitera et préviendra la formation d'une cicatrice hypertrophique. Elle empêchera l'entassement anarchique des fibres de collagène pour le rendre linéaire, caractéristique d'une cicatrice adulte.

LA COMPRESSION CONTINUE

Le tissu:

Thuasne a mis au point un tissu à grand allongement adapté à cette compression dont les caractéristiques essentielles sont:

- l'élasticité tous sens, pour une compression régulière, sans gêne fonctionnelle, et une parfaite adaptabilité au relief cutané
- l'importante élasticité obtenue avec un effort modéré facilitant la mise en place et évitant les frottements au moment de l'enfilage
- l'excellente tolérance cutanée grâce à la texture aérée du tissu et au choix de fibres rendues légèrement feutrées par un traitement spécifique.

Autres

- Composition :
viscose 83% - élasthane guipé 17%

- Entretien : 

essorer par pression

sécher loin d'une source de chaleur

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219121449+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219121449+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-