

Caractéristiques

- Confectionnés dans un tissu élastique tous sens, les vêtements de compression SERENA ESTHETIC exercent une compression homogène sur la surface cutanée et s'adaptent par leur plasticité à la morphologie du corps, comprimant sans créer de gêne fonctionnelle, et laissant une grande liberté de mouvements.
- Les vêtements SERTENA ESTHETIC, grâce au tissu doux et hypoallergique, à des coutures extra-plates, offrent un confort remarquable et une excellente tolérance cutanée.

Indications

- Chirurgie plastique (compression post-opératoire)
- Prévention des complications des cicatrices
- Plaies chirurgicales de toutes localisations

Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Non remboursé
- TVA 19.6 %

| Modèle | Tarif resp. TTC |
|----------------------------|-----------------|
| Seduction bustier corsaire | 0 EUR |
| Seduction bustier pantalon | 0 EUR |
| Seduction bustier panty | 0 EUR |
| Seduction corsaire | 0 EUR |
| Seduction pantalon | 0 EUR |
| Seduction panty | 0 EUR |

Tailles et modèles

Notice d'enfilage

Modèle : Seduction bustier corsaire

| Taille | Tour bassin | tour Taille | Référence | TI Coloris | Référence |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | 88-94 cm | 62-72 cm | 3464 | noir | 7711804 |
| 2 | 95-101 cm | 67-79 cm | 3464 | noir | 7711810 |
| 3 | 102-108 cm | 73-85 cm | 3464 | noir | 7711827 |
| 4 | 109-115 cm | 80-93 cm | 3464 | noir | 7711833 |
| 5 | 116-122 cm | 90-104 cm | 3464 | noir | 7711856 |
| 6 | 123-129 cm | 97-113 cm | 3464 | noir | 7711862 |

Conseils d'utilisations

LES COMPLICATIONS DES CICATRICES

Les cicatrices hypertrophiques s'accompagnent le plus souvent d'une gêne fonctionnelle à laquelle s'ajoute l'aspect inesthétique.

De façon générale, toute cicatrisation peut se compliquer par:

- sa durée
- la formation de bourrelets hypertrophiques

- la formation de rétraction

L'application continue d'une pression constante et contrôlée sur la surface d'une cicatrice hypertrophique, non arrivée à maturité, réduira progressivement la cicatrice et, sur un tissu nouvellement constitué, elle évitera et préviendra la formation d'une cicatrice hypertrophique. Elle empêchera l'entassement anarchique des fibres de collagène pour le rendre linéaire, caractéristique d'une cicatrice adulte.

Autres

■ Composition :
polyamide 73% - élasthane 27%

■ Entretien : 

Laver avec une lessive pour linge délicat et sans assouplissant.

Rincer abondamment à l'eau tiède.

Essorer sans tordre et ne pas utiliser de sèche-linge ni de source de chaleur directe (radiateur, soleil.....) pour le séchage.

Ne pas repasser.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20080219121338+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20080219121338+01'00')
/CreationDate
(Administrateur)
/Author
-mark-