

Effectuez votre transfert de l'extérieur



La console effectue une rotation vers l'extérieur et s'abaisse à souhait par le biais de la programmation électronique afin d'obtenir la hauteur idéale pour vous transférer confortablement de votre fauteuil roulant au siège du véhicule et vice et versa.

TURNOUT

Ce siège de transfert spécial offre la possibilité d'utilisation manuelle ou électrique.

La rotation de la console vous facilitera le transfert dans le cas de hauteur de véhicule assez importante.

CARONY

Le fauteuil roulant transportable, s'adapte à l'embase prévu pour le siège du véhicule d'origine et offre une assise très confortable en tant que siège auto.

Ce siège auto adaptable est utilisable autant à l'intérieure du véhicule qu'à l'extérieur de par sa base pivotante. Il offre une solution idéale même pour des personnes touchés par des handicaps assez lourds. Il s'adapte parfaitement à votre mobilité.

TURNY ET CARONY

La combinaison idéale pour des véhicules de base possédant un plancher surélevé

Transférez-vous de votre propre fauteuil roulant dans le siège de transfert.

Installez-vous au poste de conduite et avec l'aide des fonctions électriques du siège d'origine réglez votre meilleure assise.

Installez-vous sur le siège de transfert réglable ou bien placez-vous en tant que conducteur autonome directement au poste de conduite tout en restant assis dans votre fauteuil

De plus PARAVAN vous offre pour votre sécurité une fixation électromagnétique pour votre fauteuil roulant en toute sécurité.