



TENSIOMÈTRE SWEET HEART



Avec ce **TENSIOMÈTRE PARLANT**, la prise de la tension artérielle et du pouls est entièrement automatisée, y compris le gonflage du brassard : il suffit d'appuyer sur la touche on/off de l'appareil.

Il restitue vocalement la pression artérielle maximale (systolique), minimale (diastolique) et le pouls ; ces chiffres s'affichent également sur un grand écran LCD.

La tension artérielle est donnée en millimètres de mercure. Ainsi, une pression systolique de 130 et diastolique de 80 correspond à une tension de 13/8 (l'habitude étant de ne pas annoncer le dernier chiffre de la pression).

Fonctions

- Le **TENSIOMÈTRE SWEET HEART** mémorise les 7 dernières mesures et calcule leur moyenne ; toutes ces informations sont affichées et lues
- Le volume est réglable (3 niveaux)
- Le **TENSIOMÈTRE SWEET HEART** fonctionne avec 4 piles LR 06

Dimensions

12,7 x 13,6 x 7,6 cm (L x P x H)
hors brassard
500 g