


Références rapides

Le FootStool s'utilise comme support de pieds pour les séjours aux toilettes et les transferts assis. Réalisé en Trocellen® plastique cellulaire.

Nettoyage et désinfection : voir en page 20 

Référence	Produit
8090	support FootStool - 32 x 38 x 10 cm



Surface facile à nettoyer.

Découpe adaptée pour coller au montant des toilettes.

Découpe pour le pied du soignant, pour être au plus prêt du patient.

Réalisé en Trocellen® plastique solide qui ne glisse pas sur le sol.

Si simple et si indispensable ! Quand les pieds doivent être plus hauts.

Le FootStool est utilisé comme support de pieds pendant les transferts. Il permet, lorsque les personnes sont fragiles et de petite taille, d'éviter l'effet "tombant" ou de marche que l'on a souvent pour descendre du lit ou des cale-pieds du fauteuil. De même, il permet de compenser pour les pieds l'effet d'un réhausseur aux toilettes. Ses découpes avant et arrière sont adaptées à sa mise en place contre les supports et au contact du personnel soignant.

