

Orthèse de genou non-articulée

Réf 71 152 Version droite
Réf 71 157 Version à flexion de 20°

KIS

Orthèse universelle d'immobilisation du genou

L'orthèse KIS s'adapte parfaitement aux conditions anatomiques de chaque individu. Alors que la configuration en trois panneaux permet une adaptation en continu de la circonférence de la jambe de 35 à 65 cm, les fermetures auto-agrippantes à l'avant assurent une tenue et un maintien parfaits de l'orthèse.

Les baleines en aluminium sont malléables et s'adaptent de manière idéale aux conditions anatomiques. De plus, l'ajustage des baleines en aluminium évite un glissement de l'orthèse et garantit une mise au repos en toute sécurité.

L'orthèse de genou KIS est proposée en 7 longueurs différentes (35 à 65 cm) et en deux versions: une version droite et une version en position de flexion de 20°.

TABLEAU DES TAILLES

Version droite: Réf. 71 152

Version avec flexion à un angle de 20°: Réf 71 157

Longueur en cm	35	40	45	50	55	60	65
----------------	----	----	----	----	----	----	----


coloris: bleu-blanc

INDICATIONS


Immobilisation en cas d'entorses, blessures musculaires ou ligamentaires, après une opération de l'articulation du genou et après l'enlèvement prématuré d'un plâtre.

N.B.

Le nombre de fermetures auto-agrippantes dépend de la longueur de l'orthèse (voir ci-dessous).



KIS vu de l'extérieur avec panneaux latéraux mis en place



Fermetures 71 152, 71 157 (Largeur 50 mm)	
Longueur de l'orthèse	Nombre des fermetures auto-agrippantes
35 cm	4
40 cm	4
45 cm	4
50 cm	4
55 cm	6
60 cm	6
65 cm	6

En France:
Thämert-France S.A.R.L.
6, rue du Centenaire, 93182 Montreuil Cédex
Tél.: 01 42 87 11 12, Fax: 01 42 87 32 09
Email: thaemert.service-clients@wanadoo.fr
www.thaemert.com

En Belgique:
Axamed nv-sa
Industriepark West 58, B - 9100 St Niklaas
Tel. 03 778 04 48, Fax 03 778 05 38
www.axamed.be, info@axamed.be

THÄMERT

D-30938 Großburgwedel/Germany