



Options disponibles

- **Une baignoire de dilatation**

Equipée d'un programme de relaxation par thérapie naturelle, c'est un système connu, dans lequel vous vous installez sans appréhension.

- **Une position de confort**

Avec sa facilité d'accès par porte, sa facilité d'utilisation et un grand confort de positionnement, Taourèt permet de soulager naturellement la future maman.

- **Les thérapies naturelles**

Grâce à la combinaison des techniques thérapeutiques de balnéothérapie, d'aromathérapie, de chromothérapie et de phytothérapie, nous créons univers de douceur permettant d'apaiser les douleurs de la future maman.

- **Tout en sécurité**

Un dispositif de contrôle de la température et de rénovation de l'eau troublée permet de garder des conditions de bain et de travail optimales.

- **Une hygiène parfaite**

Un choix multiple de dispositifs de désinfection permet une gestion à la pointe des exigences institutionnelles.

- **Balnéothérapie Ely-Mat'**

- Avec jets d'eau au niveau des lombaires (siège de la douleur) et de la plante des pieds
- Réglage simple avec gradation de la puissance aux pieds et au dos séparément, *permettant à la patiente de régler facilement son dosage et de contrôler la douleur*
- Un système de pompe silencieuse afin de ne pas troubler l'atmosphère de détente du bain

- **Système de contrôle de température et de rénovation de l'eau troublée**

- Une température d'eau constante
- Un apport d'eau mitigée à 38° est possible durant le bain
- Le système fonctionne de manière autonome avec une commande sensor, vanne électromagnétique et niveau d'eau automatique
- Un renouvellement de l'eau rapide est ainsi possible en cas de rupture de poche
- L'apport d'eau se fait par le système de balnéothérapie et la robinetterie
- Affichage de la température

- **Unité de désinfection**

La baignoire Elysée Taourèt est munie d'un système de désinfection automatique par

rinçage.

Dix minutes après avoir évacué l'eau de la baignoire, le système enregistre que la baignoire est vide et le rinçage se met en fonction automatique. (led allumé)

Toutes les conduites, jets, crépine et fond de cuve sont rincés pendant une durée de deux minutes avec de l'eau additionnée de chlore.

Depuis plus de 10 ans maintenant, le bain de dilatation devient, dans Taourèt, un moment de détente et de relaxation dans un silence apaisant.