

Woodpecker



Woodpecker - Interface pour une commande alternative

Pour piloter le Mind Express ou KeyVit (le clavier à l'écran) à l'aide d'un joystick ou de contacteurs, vous pouvez vous servir de notre petit et simple module, le WoodPecker. Ce petit boîtier (appelé 'interface') peut être branché sur le port USB de votre ordinateur et permet d'y connecter directement cinq contacteurs ou un joystick (SubD connecteur 9 broches). Vous pouvez y connecter des joysticks digitaux standards (par ex. le 'Tash V

Mais l'usage du WoodPecker ne se limite pas à la connection de contacteurs et de joysticks. Trois petits logiciels sont livrés avec le WoodPecker.

Petit aperçu des 3 logiciels :



WoodShow : permet de coupler aux contacteurs des actions. Un contacteur peut alors montrer une photo à l'écran, jouer un son, jouer la combinaison d'une image et d'un son, ou démarrer un programme. Avec WoodShow vous pouvez créer des petits jeux 'action-réaction' ou des exercices.

WoodMouse : permet de contrôler la souris à l'aide de 5 contacteurs ou d'un joystick.

WoodKey : dispose d'un puissant éditeur macro avec lequel vous pouvez donner à un contacteur relié au WoodPecker une combinaison de touches. De cette façon, vous pouvez piloter tout autre logiciel à l'aide de contacteurs.