


## INTEGRAMOUSE®

INTEGRAMOUSE permet à l'utilisateur d'activer toutes les fonctions de la souris d'un ordinateur avec la bouche. Le positionnement dynamique du curseur s'effectue par un mouvement minimum de la pièce située dans la bouche fixé au support. Les clics gauches et droits de la souris sont déclenchés par des variations de pression d'air dans la tige buccale. Inspiration ou expiration légère est suffisante.

INTEGRAMOUSE est une aide idéale pour les personnes qui veulent contrôler l'ordinateur avec la bouche. Cet outil est destiné aux personnes atteintes d'une paralysie élevée, ayant les deux bras amputés ou étant atteints de maladies évolutives telle que des dystrophies musculaires, sclérose latérale amyotrophique ou autres scléroses.



### FONCTIONNEMENT

- Installation de INTEGRAMOUSE® sur le support 7T21.
- Branchement de INTEGRAMOUSE® sur le port USB de l'ordinateur.
- Expiration pour clic gauche de la souris et inspiration pour clic droit. Il est possible d'inverser ses deux fonctions.
- Le déplacement du curseur de la souris se fait par appui sans déplacement.
- Possibilité de branchement d'un contacteur séparé pour le clic de la souris.

### AVANTAGES

- Pas de déplacement nécessaire et appui même très faible suffisant.
- Utilisation du clic souris, même avec une capacité de souffle très faible.
- Nettoyage très facile, pas de problème d'hygiène.
- Pas d'accessoires à placer sur l'utilisateur. L'utilisateur est totalement indépendant pour l'utilisation de son ordinateur.