

Cale de positionnement de membres supérieurs en décubitus dorsal

INTÉRÊT DU POSITIONNEMENT DES MEMBRES SUPÉRIEURS EN DÉCUBITUS DORSAL :

Le positionnement des membres supérieurs en déclive est une pratique courante permettant de diminuer un œdème ou de prévenir son apparition. Les causes d'un œdème des membres sont nombreuses (suites d'une chirurgie, brûlure, accident vasculaire cérébral, coma, lymphœdème). La persistance d'un œdème favorise l'apparition de douleurs, de raideurs, et limite le pronostic fonctionnel de la main. En pratique, les services médicaux ont recours à des dispositifs divers (oreillers, mousses découpées) ne garantissant pas un maintien durable de la posture et ne permettant pas une décontamination satisfaisante.

Entièrement moulée en mousse viscoélastique à mémoire de forme de très haute densité, la cale de positionnement des membres supérieurs SYST'AM® a été tout spécialement pensée et développée en collaboration avec des équipes médicales, dans



le but de garantir un positionnement optimal du membre supérieur, ainsi que le maintien de ce positionnement dans le temps. Muni d'une housse lavable et facilement décontaminable en textile enduit hyper-respirant et imperméable, ce dispositif est tout particulièrement adapté en usage multi-patients.