

## ATTACHES MÉDICALES



Une gamme complète d'attache-poignets, bras, chevilles pour immobiliser les patients :

- au lit
- sur un brancard
- sur une table d'opération

### I. MODELE STANDARD A FERMETURE DE SECURITE



Photo n°1

- Capitonage réalisé en complexe mousse doublée d'un tissu à bouclettes coton au contact de la peau.
- **Fermeture par système auto-agrippant, doublée d'une boucle à fermeture rapide qui offre une sécurité totale de maintien** (photo 2. ①)
- Sangle de fixation en polypropylène, longueur 1 m munie d'une boucle à fermeture rapide (photo 2.②)

**Entretien** : lavage à 60°C



Photo n°2

Référence	N° taille	Désignation	Longueur (mm)
APE 311	1	Poignet enfant	210
APE 321	2	Poignet adulte ou cheville enfant	260
APE 331	3	Poignet adulte fort ou cheville adulte	300
APE 341	4	Cheville adulte fort	350
Conditionnement : la paire			

## II. MODELE A CAPITONNAGE AMOVIBLE

### A. Nouvelle Gamme

Attaches réalisées en sangle de polypropylène, coloris gris, fermeture par système velcro, boucles de fixation très résistantes en polyamide blanc, fournies avec deux lanières (longueur 1,4 m) en polypropylène gris, deux boucles en polyamide blanc.



Photo n°3



Photo n°4

#### Existent en quatre modèles :

- nues,
- avec capitonnage amovible :
  - softalèze : peau de mouton synthétique (photo n°3),
  - complexe mousse doublée d'un tissu à bouclettes coton (photo n°4),
  - feutre.

- Entretien :**
- Attaches et lanières : lavage à 90° C
  - Capitonnage : voir tableau paragraphe I.B.

Taille désignation code	Nue	Exécution Capitonnée			Longueur attache en mm
		Softalèze	Mousse + Coton	Feutre	
Poignet/enfant 1	-	ATP 210	ATP 310	-	280
Poignet/adulte ou Cheville/enfant 2	ATP 120	ATP 220	ATP 320	ATP 420	330
Poignet/ad. fort ou Cheville adulte 3	ATP 130	ATP 230	ATP 330	ATP 430	400
Cheville adulte très fort 4	-	ATC 220	ATC 320	-	470

Conditionnement : la paire

### B. Éléments de rechange

Éléments interchangeables entre les gammes traditionnelle et nouvelle.

Pour attaches, référence	Capitonnages amovibles			Entretien
	Description	Référence	Long. (mm)	
ATP 210 DIC 021 - ATP 220 DIC 022 - ATP 230 DIC 023 - ATC 220	«Softalèze» peau de mouton synthétique	ATP 210 A ATP 220 A ATP 230 A ATC 220 A	210 260 310 400	lavage à 90°C
ATP 310 ATP 320 ATP 330 ATC 320	Complexe mousse + tissu bouclettes coton	ATP 310 A ATP 320 A ATP 330 A ATC 320 A	180 230 275 360	lavage à 90°C
ATP 420 ATP 430	Feutre	ATP 420 A ATP 430 A	230 275	lavage à 40°C

Conditionnement : la paire

**Jeu de 2 lanières de fixation** (longueur 1,4 m) en polypropylène gris, deux boucles en polyamide blanc. Référence : LA 100.

## C. Gamme traditionnelle

En toile extra forte polyamide plastifiée,  
boucles de finition en acier chromé.

Existents en quatre modèles :

- nues,
- avec capitonnage fixe en velours lisse,
- avec capitonnage amovible :
  - en complexe mousse + tissu à bouclettes coton,
  - en peau de mouton synthétique "softalèze"



Photo n°5

- Entretien :**
- Attaches et lanières : lavage à 40°
  - Capitonnage : voir tableau paragraphe I.B

Taille	Désignation	Référence	Longueur attache (en mm)	Capitonnage		Dispositif de fixation
				NON	OUI	
Code				Fixe	Amovible	
				Velours lisse	Fourrure Softalèze	
<b>• ATTACHE-POIGNETS</b>						
Bébé	0	DIC 100S	160		•	- Anneau fixe - Système de fixation non fourni
Enfant	1	DIC 110S	215		•	
Adulte	2	DI 001	330	•		- Anneau coulissant - Sangle de fixation d'un mètre, munie de 2 boucles en acier chromé
		DI 002		•		
	DIC 021				•	
Adulte fort	3	DIC 022	400			•
<b>• ATTACHE-CHEVILLES OU BRAS</b>						
Adulte	4	DI 005	470	•		- Anneau coulissant - Sangle de fixation d'un mètre, munie de 2 boucles en acier chromé
		DIC 023				
Conditionnement : la paire						

### III. MODELE SYSTEME DE FERMETURE "AUTO-AGRIPPANT" DOUBLE



Photo n°6

- Très solide et rapide à poser.
- **Systèmes de fermeture auto-agrippants «doubles» pour la fixation des membres et pour la fixation au lit assurant solidité et sécurité.**
- Attaches réalisées en sangle de polypropylène, largeur 50 mm, coloris gris.
- Capitonnage en complexe de mousse doublée d'un tissu à bouclettes coton au contact de la peau.
- Double sangle de fixation au lit en polypropylène.
- **Entretien** : lavage à 60°C.

Référence	Code taille	Taille	Longueur (mm)
APHS 320	2	Poignet adulte ou cheville enfant	220
APHS 330	3	Poignet adulte fort ou cheville adulte	250
APHS 340	4	Cheville adulte fort	280

### IV. MODELE ECONOMIQUE



Photo n°7

- Capitonnage réalisé en complexe mousse, tissu coton à bouclettes au contact de la peau. Fermeture par auto-agrippant.
- Sangle de fixation en coton, cousue sur capitonnage, à nouer autour du poignet et de la barre de maintien.
- **Entretien** : lavage à 60°C.

Référence	Taille	Désignation	Longueur (mm)	
			Capitonnage	Sangle de fixation
AE 100	1	Poignet bébé	120 mm	2 x 50 cm
AE 110	2	Poignet enfant	180 mm	2 x 70 cm
AE 120	3	Poignet adulte	260 mm	2 x 90 cm

#### Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits doivent être mis en place par du personnel qualifié
- Les tailles ne sont données qu'à titre d'information : en fonction de la morphologie du patient, il est tout à fait possible d'utiliser indifféremment des attache-poignets ou chevilles pour maintenir soit des poignets, soit des bras, soit des chevilles.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, leurs spécifications.