

ATTACHES MEDICALES EN CUIR



I. ATTACHE-POIGNETS ET CHEVILLES

- En cuir souple, très résistant.
- Boucles en acier nickelé.
- Fournies avec deux sangles de fixation au lit, les attache-chevilles disposent également d'une sangle de liaison entre les 2 attaches.
- 3 modèles :
 - **Modèle nu, sans capitonnage :**
attaches doublées d'une peau de cuir très souple.
 - **Modèle à capitonnage amovible :**
en fourrure synthétique "Softalèze".
 - **Modèle à capitonnage fixe :**
en fourrure synthétique "Softalèze", cousue sur les attaches.
- Conditionnement : la paire.



Référence PF 80

Photo n° 1

Modèle	POIGNETS		CHEVILLES	
	Adolescent Adulte mince	Adulte	Adolescent Adulte mince	Adulte
Nu	PC 55	PC 60	CC 65	CC 70
Avec capitonnage fixe	PF 75	PF 80	CF 85	CF 90
Avec capitonnage amovible	PC 55 C	PC 60 C	CC 65 C	CC 70 C
Référence capitonnage amovible seul	PC 55 A	PC 60 A	PC 60 A	CC 70 A
Longueur attaches	19 cm	26 cm	21 cm	30 cm
Longueur des sangles	55 cm	60 cm	2 de 90 cm et 1 de 60 cm	



Référence CC 70

Photo n° 2

II. ATTACHE-TAILLE A VERROUILLAGE MAGNETIQUE

- En cuir épais et très résistant.
- Boucles et œilletons en acier nickelé.
- Équipée de deux sangles pour fixation au lit, fermeture par boucles, doublée de fermetures verrouillables à condamnation magnétique.
- Fournie avec 4 fermetures magnétiques, référence SG 6 (code 2206) et 2 clefs magnétiques, référence SG 8 (code 2208)
- Conditionnement : la pièce

Référence	Tour de taille	Longueur sangle
ATS 100	84 à 120 cm	2 de 115 cm



Référence ATS 100

Photo n° 3

IV. CEINTURE-MENOTTES

- Produit spécialement mis au point pour immobiliser les membres supérieurs de patients agités pendant leurs déplacements, promenades...
- Les poignets sont maintenus sur une ceinture, les fermetures par boucles sont verrouillées par des condamnations magnétiques.
- Fournie avec 2 fermetures magnétiques, référence SG 6 (code 2206) et 1 clef magnétique, référence SG 8 (code 2208)
- Conditionnement : la pièce.

Référence	Tour de taille
MGA 02	70 à 115 cm



Référence MGA 02

Photo n° 4

Conseils d'entretien des produits de cette gamme :

- Nettoyage de surface avec chiffonnette ou une brosse imbibée d'eau savonneuse ou de produits de désinfection couramment utilisés en milieu hospitalier.
- Rinçage avec de l'eau claire.
- Ne pas javelliser, ne pas chlorer.

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits doivent être mis en place par du personnel qualifié
- Les tailles ne sont données qu'à titre d'information : en fonction de la morphologie du patient, il est tout à fait possible d'utiliser indifféremment des attache-poignets ou chevilles pour maintenir soit des poignets, soit des chevilles.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.

Dans le but d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment, leurs spécifications.