



Yes, you can.®

➤ Invacare® Positioning

Ergonomie et confort

Invacare® vous propose un large choix d'aides techniques à la posture vous permettant d'apporter confort et aide en terme de prévention et d'accompagnement des soins de l'escarre. Composée de matériaux de haute qualité et protégée par une housse Dartex®, cette gamme vous permettra de positionner les patients dans le lit tout en préservant une bonne répartition des pressions.



NOUVEAU



Talonnère

- Composée de mousse HR de densité 40 kg/m³
- Libération des points de pression au niveau des talons par augmentation de la zone d'appui sur toute la partie du mollet

NOUVEAU



Cale de Plicature, cale talon simple & double

- Composés de mousse HR de densité 40 kg/m³ et de gel viscofluide
- Permet d'obtenir une plicature des genoux sur des lits électriques 2 fonctions
- Réduction des zones de pression au niveau des malléoles et du talon par augmentation des points d'appui.




NOUVEAU



Flexipad

- Composé de mousse viscoélastique de 55 kg/m³ et de gel viscofluide de haute qualité
- Permet d'effectuer une zone de décharge dans des zones sensibles



Set de coussins

- 5 coussins de dimensions différentes pour réaliser un positionnement précis et très confortable pour le patient.
- Utilisation au niveau des zones sensibles pour libérer les points de pression : malléoles, trochanter, épaule, hanche, tête.

Caractéristiques techniques



densité
mousse

Coussin		1,3 kg	60 cm	50 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Bouée		0,26 kg	60 cm	15 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Décubitus		1,6 kg	160 cm	20 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Demi-lune		2,3 kg	200 cm	20 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Set de coussins	2 rectangles	0,05 kg	16 cm	10 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
	Coin	0,09 kg	25 x 25 cm	35 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
	Carré	0,18 kg	22 cm	22 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
	Gd rectangle	0,17 kg	35 cm	16 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Demi-Décubitus		0,9 kg	90 cm	30 cm	95 °C	56 à 62 kg/m ³
Oreiller		1 kg	55 cm	35 cm	60 °C	55 kg/m ³
Talonnère S		0,7 kg	51 cm		60 °C	40 kg/m ³
Talonnère M		0,75 kg	61 cm		60 °C	40 kg/m ³
Talonnère L		0,8 kg	66 cm		60 °C	40 kg/m ³
Flexipad		0,9 kg	33 cm	22 cm	lingettes	55 kg/m ³
Cale talon simple		1,5 kg	31 cm	24 cm	lingettes	35 kg/m ³
Cale talon double		3 kg	62 cm	48 cm	lingettes	35 kg/m ³
Plicature		1,5 kg	85 cm	57 x 11 cm	60 °C	40 kg/m ³

Entretien

Pour les coussins PC100, PC200, PC300, PC400, PC500, PC600 :

Passage en Autoclave pendant 10 minutes jusqu'à 110 °C.

Les coussins et housses sont **garantis pour une durée de 50 cycles** de lavage.

Utilisation de lingettes avec détergents habituels pour nettoyage quotidien.

Garantie : 2 ans

Housse : Polyester laminé polyuréthane

Normes :

EN NF 597 parties 1 et 2: Résistance au feu

ISO 1420: Test de la colonne d'eau

EN NF 10993-5: Biocompatibilité