

3



3

POTENCE DE LIT

Le cadre est placé sous la base du lit pour apporter une stabilité à la barre en surplomb. L'étrier de traction est réglable en hauteur de 300 à 625 mm grâce à une sangle tissée. Hauteur maximale du cadre : 2 m. Les pièces s'assemblent à l'aide d'écrous à ailettes. Conçue pour aider les personnes à s'asseoir, mais pas pour porter tout le poids de la personne hors du lit. Demande un dégagement d'au moins 45 mm entre le lit et le sol.

Poids : 14 kg.

AA3670

Charge maximum
supportée

