



1 RAMPE D'ACCES LARGE A LONGUEUR FIXE

Les scooters à trois roues ne peuvent pas utiliser les doubles rampes à cause de leur roue centrale. Cette rampe en aluminium est plus large pour permettre à tout le véhicule d'y circuler. Elle est également très pratique pour les personnes qui poussent le fauteuil roulant. L'extrémité de la partie supérieure est en angle pour descendre en douceur de la rampe. Du caoutchouc est placé sous cette partie, et des trous sont prévus pour pouvoir fixer la rampe lorsque cela est nécessaire. Les rebords latéraux empêchent les véhicules de glisser hors de la rampe. L'ensemble de la surface intérieure est recouverte de gravillons, pour y marcher en toute sécurité.

| Réf | Taille | Fixe | Nbre de parties | Longueur (minimum) en mm | Longueur (maximum) en mm | Largeur intérieure en mm | Largeur extérieure en mm | Poids en kg | Charge maximum en kg |
|--------|--------|------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| AA8760 | Large | Oui | 1 | 1000 | 1000 | 700 | 766 | 10.7 | 400 |