

## ORTHESES THERMOPLASTIQUES PREDECOUPEES

adaptées aux indications médicales les plus courantes.



### Avantages:

- **Optimisation des modèles:** épaisseur, perforations, type de matériau sont prédéfinis.
- **Stock minimum:** modèles ambidextres disponibles en trois tailles.
- **Application immédiate:** dispense de réalisation d'un patron et d'une découpe.
- **Choix rapide de la taille:** définie en fonction de la largeur de la main.
- **Choix économique:** pas de perte de matière, peu de finitions, temps de réalisation raccourci.

Les modèles sont disponibles en Orfit classic ou Adhesoft 2, selon les orthèses.

## Mode d'utilisation:

Se référer aux notices correspondantes E-8 Orfit ou E-3 ADHESOFT 2 pour les caractéristiques de mise en œuvre propre à chaque produit.

### Orthèse statique de Pouce


#### Orthèse de fonction

- Indications:
- Rhizarthrose.
  - Entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce.

Matériau utilisé: ORFIT soft classic en 1,6 mm micro perforé

|        | Taille *   | Référence |
|--------|------------|-----------|
| Small  | 6 à 7 cm   | ORP 1109  |
| Medium | 8 à 9 cm   | ORP 1110  |
| Large  | 10 à 11 cm | ORP 1111  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



### Orthèse statique semi-gantelet: Poignet - Pouce

#### Orthèse de repos et de positionnement

- Indications:
- Rhizarthrose en phase aiguë.
  - Ténosynovite de De Quervain.

Matériau utilisé: ORFIT soft classic en 2 mm micro perforé

|        | Taille *   | Référence |
|--------|------------|-----------|
| Small  | 6 à 7 cm   | ORP 1106  |
| Medium | 8 à 9 cm   | ORP 1107  |
| Large  | 10 à 11 cm | ORP 1108  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



### Orthèse statique dorso-palmaire: Main - Poignet

#### Orthèse de fonction

- Indications:
- Paralysie du nerf radial.
  - Tendinite des extenseurs du poignet.
  - Séquelles d'entorse de poignet.

Matériau utilisé: ORFIT stiff classic en 3,2 mm non perforé

|        | Taille *   | Référence |
|--------|------------|-----------|
| Small  | 6 à 7 cm   | ORP 1124  |
| Medium | 8 à 9 cm   | ORP 1125  |
| Large  | 10 à 11 cm | ORP 1126  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



### Orthèse statique palmaire: Main - Poignet


#### Orthèse de repos

- Indications:
- Affections rhumatismales.
  - Port intermittent en post-opératoire.
  - Entorses et tendinites du poignet.

Matériau utilisé: ORFIT soft classic en 3,2 mm mini perforé

|        | Taille *   | Référence |
|--------|------------|-----------|
| Small  | 6 à 7 cm   | ORP 1163  |
| Medium | 8 à 9 cm   | ORP 1164  |
| Large  | 10 à 11 cm | ORP 1165  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



\* Tailles choisies selon la largeur de la main au niveau des articulations métacarpo phalangiennes.

## Orthèse statique palmaire: Main - Poignet - Pouce - Doigts (IPP)

### Orthèse de repos

Indications: • Polyarthrite rhumatoïde.

Matériau utilisé: ORFIT soft classic en 3,2 mm mini perforé

| Taille *         | Référence |
|------------------|-----------|
| Small 6 à 7 cm   | ORP 1118  |
| Medium 8 à 9 cm  | ORP 1119  |
| Large 10 à 11 cm | ORP 1120  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



## Orthèse statique palmaire: Main - Poignet - Pouce - Doigts (IPD)

### Orthèse de repos et de positionnement

Indications: • Paralysies centrales flasques ou périphériques.  
• Postures chez les brûlés.

Matériau utilisé: ORFIT soft classic en 3,2 mm non perforé

| Taille *         | Référence |
|------------------|-----------|
| Small 6 à 7 cm   | ORP 1112  |
| Medium 8 à 9 cm  | ORP 1113  |
| Large 10 à 11 cm | ORP 1114  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



## Orthèse statique dorso-palmaire: Main - Poignet - Pouce - Doigts

### Orthèse de repos et de positionnement

Indications: • Inhibition de l'hypertonie en cas d'hémiplégie ou de traumatisme crânien.

Matériau utilisé: ORFIT stiff classic en 3,2 mm non perforé

| Taille *         | Référence |
|------------------|-----------|
| Small 6 à 7 cm   | ORP 1127  |
| Medium 8 à 9 cm  | ORP 1128  |
| Large 10 à 11 cm | ORP 1129  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



## Orthèse statique palmaire: Main - Poignet - Pouce

### Orthèse de repos et de positionnement

Indications: • Affections rhumatismales.  
• Ténosynovite de De Quervain.  
• Port intermittent en cas de séquelles traumatiques.

Matériau utilisé: ADHESOFT 2 en 3,2 mm perforé

| Taille *         | Référence |
|------------------|-----------|
| Small 6 à 7 cm   | AD 202.1P |
| Medium 8 à 9 cm  | AD 202.3P |
| Large 10 à 11 cm | AD 202.5P |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



## Orthèse statique palmaire: Main - Poignet

### Orthèse de repos

- Indications:
- Syndrome du canal carpien en pré ou post opératoire.
  - Paralysie du nerf radial.
  - Affections rhumatismales du poignet.

Matériau utilisé: ADHESOFT 2 en 3,2 mm non perforé

|        | Taille *   | Référence |
|--------|------------|-----------|
| Small  | 6 à 7 cm   | AD 201.1  |
| Medium | 8 à 9 cm   | AD 201.3  |
| Large  | 10 à 11 cm | AD 201.5  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



## Orthèse statique de Pouce (CMC)

### Orthèse de fonction, avec limitation d'amplitude de la TM et stabilisation de la MP du pouce

- Indications:
- Rhizarthrose.
  - Entorse de la métacarop-phalangienne du pouce.

Matériau utilisé: ADHESOFT 2 en 2,4 mm perforé

|               | Taille *  | Référence |
|---------------|-----------|-----------|
| Taille unique | 6 à 11 cm | AD 208.0  |

Conditionnement: sachet de 1 unité.



### Entretien:

Les thermoformables basse température ne supportent pas:

- une chaleur supérieure à 40°C (lavage et/ou séchage),
- les solvants.

Le lavage de l'orthèse se fait à l'eau tiède et au savon.

Séchage à l'air libre ou essuyage avec un linge de coton.

### Recommandations importantes:

- L'application de ces orthèses thermoplastiques doit être réalisée par du personnel qualifié, sur indications et contrôle d'un médecin.
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée. Prévoir alors, une protection cutanée au cours du moulage.