


BANDAGES HERNIAIRES accessoires



Prise de mesure :
tour de taille en cm



LPPR
95 ANNOUVERT

Bandage herniaire
GIBORTHO®



LPPR
95 ANNOUVERT

Bandage herniaire
GIBORTHO® fort



GIB'HOT® thermoactive
et maxi GIB'HOT®
thermoactive



Alaise imperméable
GIBORTHO®



Talonniers de
protection GIBAUD®

BANDAGE HERNIAIRE GIBORTHO®

- > Port temporaire avant intervention pour hernie inguinale unilatérale ou bilatérale de faible volume ou aisément réductible.
- > Port post-opératoire.

| LPPR | 76-89 | 89-104 | 104-117 | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6089 B23N | 1 630196.1 | 2 630197.8 | 3 630198.4 | Pelotes et sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale. |
| Accessoires de remplacement | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6115 B33N | Pelote : taille unique : Gauche : 630199.0 | | Droite : 630200.9 | |
| <input type="checkbox"/> 6116 B39N | Sous-cuisses : taille unique : 630267.6 | | | |

BANDAGE HERNIAIRE GIBORTHO® FORT

- > Port définitif pour hernie inguinale unilatérale ou bilatérale réductible.

| LPPR | 75-90 | 90-105 | 105-120 | |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6351 B23N | 1 702355.3 | 2 702357.6 | 3 702358.2 | Pelotes et sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale. |
| Accessoires de remplacement | | | | |
| <input type="checkbox"/> 6358 B33N | Pelote grand modèle : Gauche : 702371.9 | | Droite : 702370.2 | |
| <input type="checkbox"/> 6367 B33N | Pelote petit modèle : Gauche : 707620.7 | | Droite : 707621.3 | |
| <input type="checkbox"/> 6359 B39N | Sous-cuisses : taille unique : 702372.5 | | | |

GIB'HOT® THERMOACTIVE ET MAXI GIB'HOT® THERMOACTIVE

- > Apport de chaleur instantané, à mettre en place sur la région désirée.
- > Déclenchement par cliquage de la pastille à l'intérieur de la GIB'HOT®.

| | 1 (la paire) | | |
|-------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6315 | 11,5 x 8 cm | 661479.5 | Source de chaleur naturelle d'environ : 52 degrés, 30 minutes, réutilisable de nombreuses fois après régénération dans l'eau bouillante jusqu'à obtention de la limpidité du contenu (5 à 10 mn environ) ; laisser refroidir dans l'eau. Composition : trihydrate d'acétate de sodium pH : 8,5 |
| | 1 (l'unité) | | |
| <input type="checkbox"/> 6335 | 11,5 x 26,5 cm | 666384.2 | Source de chaleur naturelle d'environ : 52 degrés, 30 minutes, réutilisable de nombreuses fois après régénération dans l'eau bouillante jusqu'à obtention de la limpidité du contenu (5 à 10 mn environ) ; laisser refroidir dans l'eau. Composition : trihydrate d'acétate de sodium pH : 8,5 |

ALESES IMPERMEABLES GIBORTHO®

| | 90 x 190 | 140 x 190 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 6164 | 1 633016.4 | | |
| <input type="checkbox"/> 6165 | | 1 633017.0 | 63% coton, 28% polyester, 9% autres fibres, enduction PVC. |

TALONNIERES DE PROTECTION GIBAUD®

- > Répartition de l'appui lors d'un alitement prolongé.

| | Vendues par paire | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 6216 | Taille unique 636329.3 | | Fibre 100% polyester. |