


# BANDAGES HERNIAIRES accessoires



Prise de mesure :  
tour de taille en cm



LPPR  
L'ÉLÉMENT  
L'ÉLÉMENT  
L'ÉLÉMENT

Bandage herniaire  
GIBORTHO®

## BANDAGE HERNIAIRE GIBORTHO®

- > Port temporaire avant intervention pour hernie inguinale unilatérale ou bilatérale de faible volume ou aisément réductible.
- > Port post-opératoire.

LPPR	76-89	89-104	104-117	
<input type="checkbox"/> 6089 B23N	1 630196.1	2 630197.8	3 630198.4	Pelotes et sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.

### Accessoires de remplacement

<input type="checkbox"/> 6115 B33N	Pelote : taille unique : Gauche : 630199.0 Droite : 630200.9	
<input type="checkbox"/> 6116 B39N	Sous-cuisses : taille unique : 630267.6	



LPPR  
L'ÉLÉMENT  
L'ÉLÉMENT  
L'ÉLÉMENT

Bandage herniaire  
GIBORTHO® fort

## BANDAGE HERNIAIRE GIBORTHO® FORT

- > Port définitif pour hernie inguinale unilatérale ou bilatérale réductible.

LPPR	75-90	90-105	105-120	
<input type="checkbox"/> 6351 B23N	1 702355.3	2 702357.6	3 702358.2	Pelotes et sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.

### Accessoires de remplacement

<input type="checkbox"/> 6358 B33N	Pelote grand modèle : Gauche : 702371.9 Droite : 702370.2	
<input type="checkbox"/> 6367 B33N	Pelote petit modèle : Gauche : 707620.7 Droite : 707621.3	
<input type="checkbox"/> 6359 B39N	Sous-cuisses : taille unique : 702372.5	



GIB'HOT® thermoactive  
et maxi GIB'HOT®  
thermoactive

## GIB'HOT® THERMOACTIVE ET MAXI GIB'HOT® THERMOACTIVE

- > Apport de chaleur instantané, à mettre en place sur la région désirée.
- > Déclenchement par cliquage de la pastille à l'intérieur de la GIB'HOT®.

	1 (la paire)		
<input type="checkbox"/> 6315	11,5 x 8 cm	661479.5	Source de chaleur naturelle d'environ : 52 degrés, 30 minutes, réutilisable de nombreuses fois après régénération dans l'eau bouillante jusqu'à obtention de la limpidité du contenu (5 à 10 mn environ) ; laisser refroidir dans l'eau. Composition : trihydrate d'acétate de sodium pH : 8,5

	1 (l'unité)		
<input type="checkbox"/> 6335	11,5 x 26,5 cm	666384.2	Source de chaleur naturelle d'environ : 52 degrés, 30 minutes, réutilisable de nombreuses fois après régénération dans l'eau bouillante jusqu'à obtention de la limpidité du contenu (5 à 10 mn environ) ; laisser refroidir dans l'eau. Composition : trihydrate d'acétate de sodium pH : 8,5

## ALESES IMPERMEABLES GIBORTHO®

	90 x 190	140 x 190	
<input type="checkbox"/> 6164	1 633016.4		63% coton, 28% polyester, 9% autres fibres, enduction PVC.
<input type="checkbox"/> 6165		1 633017.0	

## TALONNIÈRES DE PROTECTION GIBAUD®

- > Répartition de l'appui lors d'un alitement prolongé.

	Vendues par paire		
<input type="checkbox"/> 6216	Taille unique 636329.3		Fibre 100% polyester.