


GENOUILLERES



Prise de mesure :
circonférence en cm



Genouillère
GIBORTHO® V5 31



Genouillère
GIBORTHO®
rotulienne



Genouillère
GIBORTHO®
ligamentaire



LIGAGIB® genouillère
articulée

GENOUILLERE GIBORTHO® V5 31

- > Séquelles traumatiques.
- > Prévention lors du travail et du sport.

	28-33	33-38	38-43	43-48	48-53	
□ 6440	1 762958.6	2 762959.2	3 762900.8	4 762901.4	5 762902.0	Tricot élastique dans un sens et extensible dans l'autre. Forme anatomique du tricot.

GENOUILLERES GIBORTHO® ROTULIENNES

- > Syndrome rotulien, chondrite rotulienne post-traumatique.
- > Subluxation rotulienne, arthrose fémoro-patellaire.
- > Pratique sportive.
- > Téo-périostite rotulienne, Osgood-Schlatter.

	28-33	33-38	38-43	43-48	48-53	
□ 6434	1 757945.7	2 757946.3	3 757948.6	4 757949.2	5 757950.0	Centrage rotulien silicone amortisseur tendineux anti-vibratoire.
■ 6435	1 757951.7	2 757952.3	3 757954.6	4 757955.2	5 757956.9	

GENOUILLERES GIBORTHO® LIGAMENTAIRES

- > Entorse bénigne, séquelles fonctionnelles d'entorses.
- > Prévention de l'apparition de la pathologie rotulienne.
- > Pratique sportive.

	28-33	33-38	38-43	43-48	48-53	
□ 6438	1 762961.7	2 762962.3	3 762964.6	4 762965.2	5 762966.9	2 armatures souples protection rotulienne silicone.
■ 6439	1 762967.5	2 762968.1	3 762969.8	4 762970.6	5 762971.2	

LIGAGIB® GENOUILLERES ARTICULEES

- > Instabilité latérale par laxité chronique.
- > Phase de rééducation après plâtre ou chirurgie et lors de la reprise d'une activité sportive.

	Tour de rotule					
	28-33	33-38	38-43	43-48	48-53	
□ 6405	1 737551.3	2 737553.6	3 737554.2	4 737555.9	5 737556.5	Renforts rigides et articulés.
■ 6406	1 737557.1	2 737558.8	3 737559.4	4 737560.2	5 737561.9	