

Cet appui peut être positionné des 2 côtés de votre cuvette et s'utilise également en sortie de baignoire. Il permet de se tenir, se relever et faire ses premiers pas avec un appui optimal. Pour votre sécurité, le bras pivotant se verrouille automatiquement tous les 45°, il suffit de le soulever légèrement pour le faire pivoter à nouveau. Fixation murale par chevilles et vis non fournies et pied de maintien au sol. Dimensions : prof. 70 x haut. du bras par rapport au sol réglable de 88 à 108 cm.

