


Le



Bellman scart est simple et d'utilisation immédiate pour écouter la télévision avec une écoute parfaite.

Relier le système à votre téléviseur, placer le coussin d'induction au contact de votre corps et positionner votre appareil auditif sur la position « T ». Tout est prêt pour fonctionner.

La longueur du câble de raccordement est de 5 mètres.

Garantie:

1 an sur le matériel.

Caractéristiques du BELLMAN SCART

Alimentation: 230 V

Dimensions du coussin: 40 x 40 cm