



Utilisation Vario SL



Vario SL



Grossissement

vario SL

La loupe de lecture éclairante avec éclairage spécial de la ligne de texte

Utilisation:

- Convient particulièrement aux utilisateurs qui ont des problèmes d'orientation de ligne
- Les loupes éclairantes à poser conviennent particulièrement à l'utilisation à la maison.

Caractéristiques:

- Ligne de lecture spécialement éclairée pour une lecture plus facile et plus rapide
- Tête de loupe inclinable pour une position de lecture confortable
- Ampoule halogène spéciale à longue durée de vie
- Poignée secteur avec réglage de la luminosité
- Témoin de contrôle de marche sur la poignée secteur
- Les loupes éclairantes ESCHENBACH peuvent être utilisées avec une lunette de lecture (dans la mesure où une lunette est nécessaire à la lecture).

Caractéristiques techniques:

- Système de lentilles aplanétiques PXM® légères
- Lentille avec couche dure cera-tec® sur les deux faces
- 100 x 50 mm, 11,4 dpt / 3,9 x
- Ampoule halogène spéciale 6 V, 2,4 W

Cette loupe éclairante vario SL est indissociable et ne peut être combinée avec d'autres têtes de loupes ou poignées de la gamme des loupes éclairantes du système vario plus ESCHENBACH!

Remarque: La loupe de lecture éclairante vario SL avec éclairage spécial de la ligne de lecture est protégée par le modèle déposé G 92 17 484.1.