

Mobilux ronde



Utilisation Mobilux



Mobilux rectangulaire



Mobilux ronde

mobilux LED

Utilisation:

- Partout lorsque le grossissement doit être combiné avec un éclairage. L'éclairage exact permet de réduire le besoin en grossissement d'un à deux niveaux.

Caractéristiques:

- Le nouveau capuchon anti-poussière relevable et démontable offre une protection optimale de la lentille, particulièrement lorsque la loupe est conservée dans la pochette sans être utilisée ou dans le sac à dos.
- Aucun changement d'ampoule nécessaire. La LED ESCHENBACH a une durée de vie illimitée.
- La lumière de la LED est fortement contrastée.
- Durée de vie des piles jusqu'à 10 x plus longue qu'avec un éclairage traditionnel
- Gros interrupteur d'éclairage à commande aisée
- Changement facile des piles
- A l'occasion du changement des piles, les parties supérieure et inférieure de la boîte restent reliées entre elles par une charnière, ce qui permet de les refermer facilement
- Grossissement et distance idéale d'utilisation pour une qualité optimale de représentation

Caractéristiques techniques:

- Capuchon anti-poussière de protection de la lentille
- Lentille asphérique PXM® légère
- Lentille avec couche dure cera-tec® sur les deux faces
- Piles comprises dans la livraison
- Piles: 2 piles rondes, 1,5 V, type AA
- Eclairage: LED de lumière blanche, 52 mA

Toutes les LED mobilux en un coup d'oeil:

Article	Dim. lentille	dpt	Grossissement
151034	75 x 50 mm	10,0	3,5 x
151024	60 mm Ø	12,0	3 x
151044	60 mm Ø	16,0	4 x
151054	58 mm Ø	20,0	5 x
151074	35 mm Ø	28,0	7 x
1510104	35 mm Ø	38,0	10 x
1510124	35 mm Ø	50,0	12,5 x