

### Caractéristiques

Largeur d'assise	400-490 mm
Profondeur d'assise	400-420 mm
Hauteur minimale d'assise	320 mm
Hauteur maximale d'assise	750 mm
Inclinaison max. du siège vers l'avant	15°
Inclinaison max. du siège vers l'arrière	45°
Règlage du dossier	90°-180°
Inclinaison du repose-jambes	85°-180°
Largeur totale	640 mm
Longueur avec poignées pliées	883 mm
Largeur d'épaules	615 mm
Garde au sol	70 mm
Autonomie	50 km
Vitesse maximale	8 km/h
Hauteur max. des obstacles	80 mm
Rayon de rotation	1300 mm
Dimension des roues avant	9 x 8"
Dimension des roues arrière	2,20x2"
Batteries (gel sans entretien)	2x 2V 52 Ah
Poids	890, 150 kg
Charge maximale	120 kg
Charge maximale, debout	100 kg
Crash test homologué	ISO-915 2178/9



Grâce à l'axe à basse il n'y a pas vibration d'abaissement pendant le roulage.



#### Position relaxe

Angle d'inclinaison de 127 à 142°. Il est agréable de pouvoir changer de position et soulager le cou et la nuque.



#### Position horizontale

Le dossier peut être incliné de 90° vers l'arrière. L'utilisateur peut alors s'allonger et détendre son corps.



#### Attraper des objets placés en hauteur

Le siège réglable en hauteur offre une large gamme de mouvements à l'utilisateur et de l'aider aux basses qui l'assistent.



## Balder Finesse, utilisable verticalisé

La possibilité de se mettre debout accroit la liberté et l'autonomie de l'utilisateur. Mais l'aspect social, il est physiquement sain de pouvoir étirer ses articulations et ses muscles. En outre, cela aide la respiration, la circulation sanguine et la digestion.

Balder Finesse, utilisable en position debout, possède également toutes les possibilités de réglage offertes par le modèle de base.

### Options et accessoires

Les différents modules électriques Balder possèdent un accès d'entretien et d'accouplement. Aussi, ils peuvent être personnalisés de différentes manières sans avoir à subir de modifications complexes.



La fixation aux est simple, facile et rapide à monter. Le bon mail pour être fixé d'un simple clic.



Le module se monte également être monté sur le siège passager.



Le joystick commande d'option tactile et simplifie les manœuvres.

Pages 16 à 23 vous trouvent la liste complète des options et des accessoires.