

Plate-forme "Joey Lift"

La plate-forme "Joey Lift" offre une solution très facile de transfert d'un fauteuil roulant. Une fois la plate-forme déployée à l'extérieur du véhicule, il suffit de faire avancer le fauteuil roulant ou le scooter sur le plateau, de l'amarrer et de presser le bouton de la télécommande. Avec très peu d'efforts physiques, votre fauteuil roulant est transféré dans votre véhicule. Le fait d'amarrer le fauteuil roulant lorsqu'il est encore à l'extérieur du véhicule est un atout majeur puisqu'il évite d'avoir à se contorsionner pour atteindre les ceintures de maintien.



[agrandir](#)

La plate-forme « Joey Lift » peut supporter une charge allant jusqu'à 159 kg. Elle dispose de sa propre source de courant : une batterie de 12 V qui se recharge automatiquement via le circuit de charge d'origine au véhicule. Sa consommation est inférieure à 10 A en charge maximale.



[agrandir](#)

Avant sa mise sur le marché, la plate-forme « Joey Lift » a subi un test collision : elle répond aujourd'hui aux normes CE.



En terme de sécurité, elle est irréprochable :

- présence d'un système de secours manuel
- présence d'un voyant vert qui s'allume lorsque la plate-forme est en fin de course
- présence d'un capteur d'obstruction empêchant que tout objet ne vienne perturber la bonne marche de la plate-forme

Compacte, elle permet de conserver les places assises de la deuxième rangée. Enfin, la plate-forme « Joey Lift » est conçue de telle façon qu'elle permet de corriger un dénivelé pouvant aller jusqu'à 5 degrés.