



## Principe

Le coussin HANDIPOD, constitué d'une mousse viscoélastique Viscolux, dite à mémoire de forme, est spécialement conçu pour permettre une décharge talonnière totale.

## Objectifs

- Créer une décharge talonnière totale.
- Garantir le bon alignement orthopédique des membres inférieurs.
- Limiter l'angle d'ouverture au niveau des genoux.



## Avantages

- S'adapte à toutes les morphologies.
- Le contact, la souplesse de la mousse Viscolux procurent un grand confort.



## Caractéristiques techniques

Homologation Feu  
NF EN 597 Partie 1  
NF EN 597 Partie 2  
conforme à l'article L23  
(janv. 2005)

<b>Mousse</b>	
<b>Composition</b>	Coussin constitué d'une mousse viscoélastique de haute densité de mémoire. Sans CFC Sans Chlorure de Méthylène
<b>Densité</b>	50 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Portance</b>	2,1 Kpa
<b>Housse</b>	
<b>Composition</b>	Enduction polyuréthane sur trame jersey trévira 57% Polyuréthane, 43% Polyester trévira
<b>Entretien</b>	Lavage en machine jusqu'à 90°C Séchage en machine jusqu'à 90°C
<b>Nettoyage quotidien</b>	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS
<b>Classement au feu</b>	M1
<b>Housse Cartex imperméable et amovible</b>	
<b>Caractéristiques du coussin</b>	
<b>Dimensions</b>	55 x 58 x 12 cm
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Référence</b>	NEG0547

## Protection

Le coussin Handipod est protégé d'une housse intégrale Cartex.

## Notice d'installation

Le coussin Handipod a un sens d'utilisation simple à repérer grâce au logo "pieds".

## Prescription

**Libellé de l'ordonnance** : coussin de série de positionnement standard.  
Code LPP : 1220471

## Distribué par



## Carpenter SAS

Z.I Route de Tours - B.P.8  
49490 Noyant  
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63  
E-mail : preventix@carpenter.com

