



NEG0381 : Coussin UNIVERSEL

Avec ce coussin, une multitude d'applications se propose à vous pour le positionnement des patients. Associé au coussin de décubitus latéral, il maintient et cale confortablement le patient au niveau de l'abdomen lors du positionnement en décubitus latéral. Utilisé localement, il limite les phénomènes de friction au niveau des genoux et des mollets, et protège les malléoles. Il vous permet de faire des décharges talonnières en le positionnant au niveau des chevilles. Il peut également être utilisé comme oreiller. Coussin également disponible en petit format.



Libellé d'ordonnance :
Base du coussin de série de positionnement, modulaire.
Code LPP : 1269224