



Baignoire
Sirocco®
Hydro

Présentation

Points forts

Utilisation

Accessoires

Baignoire Sirocco®

Le patient peut s'installer et sortir du bain lorsque la baignoire Sirocco® est remplie. Elle permet de prendre un bain sans attente et évite les chocs thermiques pour les personnes sensibles. Elle facilite le bain de tout le corps en position allongée. En position assise, la baignoire est très spacieuse et profonde.

👉 **Grâce au siège intégré, les patients à mobilité réduite améliorent leur autonomie et peuvent entrer sans aide dans la baignoire en position basse.**

Le siège fixe intégré, de forme anatomique, est équipé d'une assise tournante. Sa faible épaisseur ne réduit que très faiblement la profondeur de la baignoire.

L'entrée dans l'eau s'effectue par élévation de la baignoire, le patient reste toujours à la même hauteur par rapport au sol grâce à son siège fixe. Il peut ajuster l'immersion par rapport au niveau d'eau, en réglant la hauteur de la baignoire.

La baignoire **Sirocco®** peut être transformée en baignoire à hauteur variable standard en retirant le siège amovible en quelques secondes.

La baignoire **Sirocco®** est avantageuse et respectueuse de l'environnement car le volume d'eau nécessaire n'est que de 105 litres, ce qui permet une économie importante comparé aux autres baignoires.

Livré en standard sans mitigeur thermostatique de remplissage et sans repose tête.