

Easyview

L'électronique au service de la lecture

Retrouver le confort et la liberté que les années qui passent ont altérés.



EASYVIEW "Design"

Appareil indépendant à poser sur le document à lire.

2 modèles :

"L" grossissement 8 fois

"XL" grossissement 16 fois

Alimentation par pile 9 volts

Cordon peritel de 3.00 m

UTILISATION

Il suffit simplement de raccorder le cordon peritel à votre téléviseur.

Commutation automatique** du téléviseur à la mise en route de l'appareil. **Aucun réglage n'est nécessaire.

Il n'est pas utile de débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.