













Sagitta

SPORTY



Caractéristiques techniques Sagitta

|  largeur totale |  largeur siège |  hauteur siège |  hauteur totale |  longueur totale |  profondeur siège |  hauteur dossier |  réglage roues |  réglage siège |  réglage dossier |  poids |  poids utilisateur |
|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| 55 | 36 | | | | | 22-25 | | | | | |
| 57 | 38 | | | | | 25-28 | | | | | |
| 59 | 40 | 44 | 74 | 55-60-65 | 33-38-42 | 28-31 | 0°/2°/4° | 7° | -7°/7° | 9,5 kg | max100 kg |
| 61 | 42 | | | | | 31-34 | 6°/8° | | | | |
| 63 | 44 | | | | | 34-37 | | | | | |
| 65 | 46 | | | | | 37-40 | | | | | |

Dimensions en cm, poids en kg.

Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 1,5 cm et 1,5 kg



Votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous. Et non l'inverse.

Notre principe de base est: votre fauteuil roulant doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Tous nos fauteuils sont adaptables et s'accompagnent tous d'un grand nombre d'accessoires interchangeables. C'est le fruit de recherches poussées et d'une expérience acquise en plus de 50 ans d'activité.



S.A. Vermeiren S.A.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgique

Tél.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

