

Pour des patients ayant un score de Norton supérieur ou égal à 14, avec un risque moyen ou escarre stade 1 et 2.



Principe

Le matelas **multistrates** CARSOFT 3® allie les propriétés techniques de notre matelas CARSOFT 2® à celle de notre mousse à mémoire de forme *Viscolux*® : La mousse ELASTEX apporte une grande **souplesse** au support, tandis que la mousse viscoélastique garantit un grand **confort** et une réelle **immersion** du corps.

Description

- **Partie supérieure** : 4 cm de mousse viscoélastique. Surmatelas **multizones** spécialement adapté aux différentes parties du corps.
- **Partie centrale** : 3 cm de mousse ELASTEX, de très haute élasticité.
- **Partie inférieure** : 9 cm de mousse ELASTEX. La découpe en gaufrier apporte une grande **souplesse** au support et permet une meilleure **aération** du matelas. La découpe spécifique de la base du matelas permet de suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé.



zone buste



zone sacrum



zone pied



Objectifs

- Augmenter la surface de contact et ainsi répartir et réduire les pressions au niveau des points d'appui.
- Réduire les risques de friction, de cisaillement, et de macération.
- Apporter confort et souplesse.

Protection

Le matelas CARSOFT 3® est protégé par une housse intégrale CARTEX.



CARPENTER
Produits de Confort

Care Spirit

