

HANDITECH


Coussin de positionnement des hanches et des genoux.



- Le coussin HANDITECH permet, par l'utilisation d'un des deux plots **A** positionné sur le velcro **B**, de mettre en abduction les membres inférieurs du patient. Ces plots sont disponibles en deux hauteurs : 10 et 15 cm. Il est possible de retailler ces deux plots. Un simple cutter suffit.
- Les cales **C** venant se positionner sur le velcro **D** sous le coussin permettent soit de mettre en abduction les membres inférieurs du patient, soit de caler les hanches de celui-ci. Ces cales de 1 cm d'épaisseur sont empilables. Six cales sont livrées avec le coussin, elles peuvent être retaillées au besoin.

*Ce coussin est, de plus, doté du système d'immersion
HANDIFLOW afin d'apporter une protection ischiatique*

E.



“ UREFLOW ”