



**NEG0498 : Coussin SEMI FOWLER**

Ce coussin s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il maintient et cale confortablement le patient en position SEMI FOWLER (inclinaison du dossier à 30° et inclinaison du bassin à 30°). Placer ce coussin sous les cuisses, le plot d'abduction vers l'avant entre les genoux. Pour un confort supplémentaire, il est recommandé d'utiliser le coussin cylindrique au niveau des talons.



**Libellé d'ordonnance :**  
Coussin de série de  
positionnement, standard  
Code LPP : 1220471