



Yes, you can.®


## ➤ Alber **viamobil**®

### **Assistance à la poussée et au freinage pour fauteuils roulants manuels**

Le **Alber viamobil**® est une assistance à la poussée du fauteuil par une tierce personne, mais aussi un appareil efficace pour freiner le fauteuil en descente. Pour une utilisation simple et facile, le **viamobil**® se glisse sous le fauteuil sans gêner la tierce personne lors de l'utilisation. Conçu de manière modulaire, le **viamobil**® se démonte aisément et peut être transporté dans un coffre de voiture.



## Caractéristiques




**viamobil® prêt au transport**  
Démontable et léger.



**Unité de commande**  
Avec interrupteur de sécurité, régulateur de vitesses, interrupteur marche/arrêt, affichage à cristaux liquides.



**Bloc de batterie**  
Facile à retirer par un système de démontage rapide, avec prise de chargement.




**Base motrice du viamobil®**  
Bandage plein increvable, système de ressort automatique pour traction constante, levage automatique de la roue.



**Facile à monter sur un fauteuil roulant**



**Chargeur de batterie**  
Chargeur automatique avec indicateur lumineux pour l'état de charge.



**Fixations pour recevoir le viamobil®**  
Disponible pour un grand nombre de fauteuils.



**Supports anti-basculer**  
Ajustables en angle, hauteur Et longueur.



**Poignées supplémentaires**  
Pour une manipulation plus aisée pour la tierce personne.

## Caractéristiques techniques



max. 5.5 km/h



25 km



24V/12 Ah



150 W



9 kg



18%



22.8 kg



130 kg

(groupe moteur : 12.9 kg)