


➤ **Invacare® Sangle Hamac Confort C 530 (standard)**

- Très facile à installer
- Renfort amovible formant un appui-tête
- Tous types de transferts pour handicap lourd
- Idéal pour ramassage au sol


C530						
(en mm)	A =	B =	C =	D =	E =	F =
XS	1000	940	500	970	840	140
S	1180	1090	540	1060	890	140
M	1290	1190	600	1160	940	140
L	1400	1280	660	1260	990	140



➤ **Invacare® Sangle Hamac Confort C 540 (percée)**

- Très facile à installer
- Renfort amovible formant un appui-tête
- Ouverture pour la toilette intime
- Tous types de transferts pour handicap lourd
- Idéal pour ramassage au sol


C540						
(en mm)	A =	B =	C =	D =	E =	F =
XS	1000	940	500	970	840	140
S	1180	1090	540	1060	890	140
M	1290	1190	600	1160	940	140
L	1400	1280	660	1260	990	140



➤ **Invacare® Sangle C 550 pour Invacare® Reliant 350**

- Transfert en position debout
- Renfort amovible formant un appui-tête
- Tous types de transferts pour handicap lourd

C550				
(en mm)	A =	B =	C =	D =
S	270	840	160	530
M	320	295	180	575
L	360	950	210	620



➤ **Invacare® Sangle C 560 pour Invacare® Reliant 350**


- Transfert en position assise
- Renfort amovible formant un appui-tête
- Tous types de transferts pour handicap lourd

C560						
(en mm)	A =	B =	C =	D =	E =	F =
XS	1000	940	500	970	840	140
S	1180	1090	540	1060	890	140
M	1290	1190	600	1160	940	140
L	1400	1280	660	1260	990	140

► Grande simplicité d'utilisation

Chaque taille de sangle possède une couleur différente. Toutes les sangles sont identifiées par une large étiquette sur laquelle un espace est réservé pour noter le nom de l'utilisateur.

Choix de la taille



Les tailles de sangles en fonction du poids du patient sont données à titre indicatif. Consultez un professionnel de santé pour choisir la bonne sangle dans la bonne taille, et apprendre à l'utiliser correctement.

Caractéristiques techniques

C500
C510
C520
C530
C540
C570



Tissu rembouré




200 kg



Lavage 80°

C254
C254 H
C257
C258



Maille polyester



170 kg



Lavage 60°