

## Monter rapidement et facilement à bord



**Monter à bord:** grâce à un système pneumatique, le châssis du Pendel s'abaisse et le hayon s'incline. Une fois le fauteuil installé, le châssis remonte, le hayon se relève et verrouille automatiquement votre fauteuil manuel.

**Descendre:** lorsque le châssis s'abaisse, le hayon s'incline et le fauteuil est automatiquement déverrouillé.



### Equipement standard

Batteries 2 X 12V 100 Ah, chargeur de batteries, suspension avant et arrière, mise à niveau pneumatique du châssis, marche avant, marche arrière, tableau de bord avec voltmètre, éclairage, indicateurs de direction, klaxon.

Couleur: bleu nuit

### Dimensions

largeur en cm	100 (108)*
largeur maximale du fauteuil en cm	73 (81)*
longueur en cm	176
empattement en cm	120
garde au sol en cm	15
hauteur en cm	120
poids en Kg	140
charge en Kg	160

\* version élargie

### Données techniques Pendel 25

vitesse en km/h	25
autonomie en km	50
pente en %	17
rayon de braquage en m	4,2
suspension	
avant fourche télescopique	
arrière suspension pneumatique	

### Propulsion

puissance en W	2000
moteur électrique à haut rendement agissant sur la roue avant	

### Régulation

- régulateur électronique
- démarrage doux
- sécurité démarrage
- sécurité surcharge
- récupération énergie au freinage
- programmable individuellement