

**MAINTIEN => GAMME OXALIS**  
**07.1771 -- CEINTURE VENTRALE "OXALIS"**



**TAILLE 1 (70 à 80 cm de tour de taille)**  
**CONSTITUE D'UNE BANDE DE NEOPRENE ET D'UNE DOUBLE CEINTURE**  
**(L'UNE SE FIXE AUTOUR DU CORPS DU PATIENT, L'AUTRE AUTOUR DU FAUTEUIL ROULANT)**

**COMPOSITION :**

- \* NEOPRENE**
- \* SANGLES ET BOUCLES POLYPROPYLENE**
- \* ATTACHES AUTO-AGRIPPANTE**

**ENTRETIEN :**

- LAVABLE A 30°C**
- SÉCHAGE A L'AIR AMBIANT PRECONISE**

**LORS DU LAVAGE, IL EST RECOMMANDE DE FIXER LE VELCRO AFIN QU'IL NE SOIT PAS ALTERE.**

**CONDITIONNEMENT : à l'unité**