

## Les sangles de verticalisation

Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait lorsqu'elles sont utilisées avec le **Quick Raiseur®**. Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale traumatisante des verticalisateurs de première génération et permet de retrouver le mouvement naturel du corps. Les sangles se posent facilement en quelques secondes grâce au système d'attache "marine" pour assurer les transferts assistés. La ceinture abdominale limite l'effet de glisse et rassure la personne transférée.

BREVET  
EXCLUSIF



La fonction auto-serrante de la sangle est naturellement activée pendant la verticalisation, lors de la rétraction abdominale du patient.

Sangle auto-serrante en coton avec ceinture abdominale  
Réf. 881.21.320 M, 321 L, 322 XL



Transfert facile avec la sangle FASY et le Quick Raiseur®



Sangle FASY en coton avec ceinture abdominale  
Réf. 150.20.000 S, 001 M, 002 L



Sangle CONFORT en nylon avec ceinture abdominale  
Réf. 881.54.001 M, 002 L, 003 XL

Le rembourrage particulièrement généreux des parties soulage les nerfs des sangles CONFORT permet un bien-être maximal et évite les cisaillements.



Sangle CONFORT avec rembourrage sous-dorsal et jambières  
Réf. 951.21.201 M, 301 L