


## Caractéristiques

- Tissu élastique aéré Combitec (breveté)
- Bandes de tissu croisées (analogie fonctionnelle musculaire) (1)
- Baleinage postérieur rigide et anatomique (2)
- Baleinage antérieur souple (3)



## Indications

- Lomalgies subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatiques subaigues ou chroniques
- Lombo-sciatalgies subaigues ou chroniques
- Lomalgies aiguës
- Lombo-sciatiques aiguës
- Lombo-sciatalgies aiguës
- Lumbago aigu

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Ceinture de soutien lombaire, hauteur 26 cm LMPP (Titre II - Chapitre 1er - E)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201E00.022
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

## Tailles et modèles

Tour de taille



Modèle : standard

52-62 cm	1	beige	6696994
52-62 cm	1	blanc	6696882
52-62 cm	1	noir	6696942
63-74 cm	2	beige	6697002
63-74 cm	2	blanc	6696899
63-74 cm	2	noir	6696959
75-89 cm	3	beige	6697019
75-89 cm	3	blanc	6696907
75-89 cm	3	noir	6696965
90-105 cm	4	beige	6697025
90-105 cm	4	blanc	6696913
90-105 cm	4	noir	6696971
106-120 cm	5	beige	6697031
106-120 cm	5	blanc	6696936

106-120 cm	5	noir	6696988
121-140 cm	6	beige	7336803
121-140 cm	6	blanc	7336789
121-140 cm	6	noir	7336795

---

### Conseils d'utilisations

Pose:


- 1- revêtir la ceinture, étiquette intérieure vers le haut
- 2- maintenir l'extrémité gauche avec la main gauche à plat
- 3- mettre l'auto-agrippant en ajustant à la contention désirée (l'auto-agrippant bien placé ne présente pas de plis)

---

### Autres

- Composition :  
polyamide 43% - elasthané guipé 25% - coton 16% - polyester 16%

- Entretien :



essorer par pression  
sécher loin d'une source de chaleur





ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219105640+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219105640+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-