

## Caractéristiques

- Renfort latéral ligamentaire (1)
- Sangles de maintien (2)
- Laçage croisé (3)
- Tissu matelassé renforcé (4)



## Indications

- Entorses graves
- Entorses moyennes

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement :
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201 G00.18
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
standard	0 EUR

## Tailles et modèles

Circonférence talon -  
cou-de-pied



Modèle :

Mesure	Taille	Colori	Référence
27 - 30 cm	1	Prune	4382501
31 - 36 cm	2	Prune	4382518
37 - 42 cm	3	Prune	4382524

## Conseils d'utilisations

Pose:

- 1- mettre la chevillère sur la chaussette
- 2- lacer sans serrer exagérément
- 3- pour fixer les sangles latérales, commencer par la sangle interne et venir la fixer sur le côté externe au moyen du tissu auto-agrippant
- 4- procéder symétriquement pour la sangle externe

## Autres

- Composition :  
tissu plastifié 80% - coton 20%