


## Caractéristiques

- Maintien rigoureux du genou en flexion 20° par 4 baleines conformables
- Tissu aéré pour un confort optimal
- Dispositif anti-glisse amovible (breveté)
- Sangles de serrage auto-agrippantes assurant une tenue parfaite
- Baleines radio-transparentes (Dural)
- Modèle unique droit-gauche



## Indications

- Immobilisation post-traumatique du genou

## Remboursement et Tarifs

- Classe de remboursement : Attelle et orthèse de genou non-articulé LMPP (chapitre II - titre I)
- Référence(s) Sécurité Sociale : 201G00 221
- TVA 5.5 %

Modèle	Tarif resp. TTC
court (hauteur 45 cm)	0 EUR
long (hauteur 55 cm)	0 EUR

## Tailles et modèles

Tour de cuisse      modèle court: tour pris à 20 cm au-dessus du genou  
                                  modèle long: tour pris à 25 cm au-dessus du genou



Modèle :

Tour de cuisse	Taille	Coloris	Référence
35-40 cm	1	bleu marine	4432340
38-45 cm	2	bleu marine	4432357
43-52 cm	3	bleu marine	4432920

## Conseils d'utilisations

### Mise en place:

- 1- modeler les baleines latérales et postérieures afin d'assurer une parfaite conformation au membre
- 2- le centre de la zone échancrée étant placé à hauteur de la rotule, refermer l'attelle et accrocher les quatre pattes auto-agrippantes
- 3- serrer les sangles auto-agrippantes

## Autres

- Composition :

mousse polyuréthane 41% - coton 32% - polyamide 27%

■ Entretien :



enlever les baleines pour le lavage  
essorer par pression, sécher loin d'une source de chaleur



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20080219113924+01'00')  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20080219113924+01'00')  
/CreationDate  
(Administrateur)  
/Author  
-mark-