

Système à pression alternative RMS-250



Comme on se couche...

Apte au contact avec la peau.

Par un système à chambres se composant de 20 chambres remplaçables, sur le RMS-250, les zones de pression s'alternent toutes les 3 minutes et stimulent ainsi la circulation du sang et évite en même temps que la pression ne s'exerce sur des parties sensibles du corps. Le RMS-250 est donc tout à fait préconisé pour la thérapie concernant les patients souffrant d'escarres. Le revêtement se compose de tissu éponge (FH25) ; ce matériau garantit une aération et est exempt de fluide.

Caractéristiques techniques

Poids max. utilisateur	100 kg
Poids total	3,8 kg
Mesures total	
Longueur	195 cm
Largeur	85 cm
Hauteur	10 cm
Nombre de cellules	20 chambres (remplaçables individuellement)
Aération	4 x 3 micropores (perforation par laser)
Couleur	Gris clair

Discret mais puissant.

Le compresseur des deux systèmes est puissant, discret avec un faible niveau de bruit et de vibration. Par ailleurs, il dispose d'un signal d'alarme visuel. La pression peut être réglée progressivement.

- Bon de commande (PDF)