


Silima®

Direct: Réf. 66 373

Direct light: Réf. 66 377



Face interne spécialement conçue
afin de recevoir le coussinet

Coussinet adhésif positionné sur la
face interne de Silima® direct

Silima® direct – la prothèse adhérente NOUVELLE GENERATION

Prothèse proposée en deux versions: poids anatomique
66 373 ou allégée 66 377

Prothèse intégrant - dans sa face interne spécialement
étudiée et adaptée - un coussinet adhésif échangeable

Concept innovant permettant une transformation aisée
de la prothèse Silima® direct de la version *non adhé-*
rente en version *adhérente*

Coussinet adhésif évitant tout déplacement ou décolle-
ment de la prothèse

Facilité d'utilisation et d'entretien: pas de préparation
spécifique de la peau avant l'application de la prothèse,
surface adhésive du coussinet régénérable en
cas de besoin.

Possibilité d'utiliser la prothèse sur une
longue période en remplaçant tout simple-
ment le coussinet (Réf. 64 377) en cas de
diminution de son adhésivité

