


Talonnette Elastocalx Plus

La talonnette en silicone super-élastique avec un insert pour le traitement des épines calcanéennes

FONCTIONNEMENT

Diminution de l'irritation du calcanéum grâce à l'insert en silicone plus souple. La sensibilité à la pression est réduite et les douleurs sont soulagées.



INDICATIONS


Épine calcanéenne, arthroses des articulations de la cheville, du genou et de la hanche, altération de la colonne vertébrale. Soulagement pour les porteurs d'endoprothèses de la cheville, du genou et de la hanche. Irritation du tendon d'Achille, myotendopathies. Syndrome de surcharge professionnelle ou sportive. Compensation des différences de longueur des jambes ou d'un bassin en port-à-faux.

PROGRAMME DES TAILLES

taille	pointure
0 / XS	32 - 34
1 / S	35 - 37
2 / M	38 - 40
3 / L	41 - 43
4 / XL	44 - 46

Coloris: transparent, vendue par paire

REDUCTION DES POINTES DE CHARGE:



La mesure de la répartition de la charge sous la plante du pied apporte des renseignements importants sur la sollicitation des membres inférieurs et prouve l'efficacité de la talonnette Elastocalx Plus.

En France:
Thämert-France S.A.R.L.
6, rue du Centenaire
93182 Montreuil Cédex
Tél.: 01 42 87 11 12
Fax: 01 42 87 32 09

En Belgique:
Axamed nv-sa
Industriepark West 58
B - 9100 Sint Niklaas
Tel. 03 778 04 48 - Fax 03 778 05 38
www.axamed.be - info@axamed.be

THÄMERT