


PDC - Collier cervical de natation

d'après le Dr. Heimann

Le collier cervical modulaire pour une hydrothérapie précoce

LE PRINCIPE

Le collier cervical PDC de natation a été développé sur la base du collier PDC qui a fait ses preuves et il possède les mêmes avantages fonctionnels.



Par le retrait d'un des côtés de l'armature en matière synthétique, le collier se transforme du mode d'immobilisation bilatérale en immobilisation unilatérale gauche ou droite.

Contrairement aux célèbres colliers PDC, la version »NATATION« est réalisée en mousse à pores clos qui ne se gorge pas d'eau.

L'ACTION



Sans minerve, la rééducation fonctionnelle en piscine aboutit constamment à des douleurs dues à une mauvaise posture (hyper-lordose ou hyper-extension). De plus, de peur de réaliser des mouvements douloureux, les patients sans collier sont souvent crispés et nécessitent une plus grande prise en charge.

Le collier de natation PDC empêche aussi bien une mauvaise posture que des mouvements douloureux. De plus, le collier de natation PDC agit également psychologiquement sur le patient et le met à l'aise.

Le port des colliers de natation PDC permet la mise en place rapide d'une rééducation de groupe. Les exercices de rééducation peuvent être facilités, en position ventrale ou dorsale, par l'utilisation de planches de natation ou d'autres éléments. Ainsi, la rééducation de groupe devient plus variée et une émulation est créée par les éléments dynamiques du groupe.



TAILLES

		
Taille	① Encolure	② Hauteur de la nuque
XS	25-32 cm	9 cm
		10 cm
		12 cm
S	32 -37 cm	14 cm
		10 cm
		12 cm
M	36 - 41 cm	14 cm
		12 cm
		10 cm
L	40 - 45 cm	14 cm
		12 cm
		10 cm
XL	44 - 49 cm	14 cm
		12 cm
		10 cm

coloris: blanc

INDICATION

Empêche d'une façon efficace une hyper-flexion du rachis cervical lors de la nage ventrale et une hyper-extension lors de la nage dorsale.

THAMERT